

智能耳标盘点小程序功能说明书

- 用户收到智能耳标后，关注“科智牧 KEZMO”公众号，将耳标号扫码录入到小程序中。



- 给动物佩戴耳标后，在小程序上勾选启用耳标。



➤ 用户可设置每日自动盘点的时间。



➤ 每次盘点结束，自动将盘点结果推送到手机公众号上，可点击查看缺失数量及耳标号。





➤ 电量低或动物体温异常时，自动将警报信息推送到手机公众号上，提醒用户处理。

